

1550285 - Linido doucheroelstoel - zithoogte 540 mm - wit - 1 st



Beschrijving

De verrijdbare douchestoel met HT-bekleding van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De douchestoel zorgt voor een stabiele ondersteuning voor minder actieve gebruikers met zwakke benen, een laag uithoudingsvermogen en/of een slechte balans. Deze minder actieve gebruikers hebben meer ondersteuning en hulp nodig tijdens de overgang van zit naar staande houding.

- Comfortabele zitting en rugleuning
- Sterke en praktische armleuningen
- Duurzame zwenkwielen met dubbele rem
- Gebruiksvriendelijk
- Stabiele en veilige, comfortabele ondersteuning

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2140.0001-02
Samenstelling	Roestvrij staal en polyurethaanschuim
Wielen	Ja
Hoogteverstelbaar	Nee
sku	1550285
Armsteunen	Ja
Rugleuning	Ja
Aantal remmen	4 remmen
Categorie toilet of douche	Doucherolstoel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk