

## 1100912 - WelchAllyn set van 4 herbruikbare oorspecula wa 241 x 400 - 2,4 - 3 - 4 - 5 mm - 1 st



### Beschrijving

Deze kunststof otoscoop specula zijn speciaal geschikt voor de Macroview otoscoop en de Pocket otoscoop van Welch Allyn. De set bestaat uit 4 herbruikbare tips met diameters van 2.5, 3, 4 en 5 mm. De **Welch Allyn** otoscoop specula zitten verpakt per 4 stuks in een zakje. Zij zijn reinigbaar in een autoclaaf.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Compatibel met</b>	Otoscoop WelchAllyn Macroview type WA 23810; Otoscoop WelchAllyn Macroview type WA 23820; Otoscoop WelchAllyn Macroview Basic, Otoscoop WelchAllyn Macroview Plus, Otoscoop WelchAllyn type WA 20000
<b>sku</b>	1100912
<b>Type specula</b>	Herbruikbare specula
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Set