

## 1577164 - PiezoWave 2 Touch - "Basic 3" - Incl. handstuk F7 G3 incl. kar



### Beschrijving

De nieuwe generatie van Focale Piezo-elektrische Schokgolven van **Elvation**. De **Piezowave<sup>2</sup>** is beschikbaar met 2 types focale handstukken, namelijk Focussed shockwave in Punt, en Focussed shockwave in Lijn. Dankzij zijn unieke eigenschappen en lange levensduur, behoren de Piezo- Elektrische Focale ESWT-toestellen wereldwijd tot de meest verkochte shockwave-systemen op de markt.

De Piezo-elektrische shockwavetechnologie maakt gebruik van gelpads die in contact met het weefsel van de patiënt garant staan voor de efficiënte overdracht en dieptebepaling van de shockwavetherapie. Deze gelpads worden als tussenstuk op de handstukken gemonteerd en bieden de mogelijkheid om de diepte in stappen van 5 mm of 10 mm aan te passen.

#### Voordelen:

- 2 types handstukken, voor elk mogelijk toepassingsgebied: Focaal & Lineair
- Gelpads om de juiste penetratiediepte te bepalen
- Uitzonderlijke lage onderhoudskosten en lange levensduur
- Plug&Play-systeem met herkenning van het handstuk
- Vermindere behandelingspijn dankzij de technologie
- Gebruiksvriendelijk in bediening en feedback. Via de app (iPad) kan u de protocollen en patiëntenfiches inzien.
- 5.000.000 schokgarantie
- Lage onderhoudskosten

#### Kenmerken:

- **The Elevation HUB:** Parameterselectie-ondersteuning met toegang tot actuele instellingen en toepassingsinformatie, altijd en overal beschikbaar.
- **Dual-view tablehouder:** Maakt het mogelijk om een iPad te gebruiken en tegelijk patiënten te behandelen.
- **T-mode:** Innovatief behandelconcept met verschillende frequentiemodi, gepatenteerd door Richard Wolf.
- **Geïntegreerde houder voor de therapiebron.**
- **Hoogwaardige HV-connector:** Plug-and-play met automatische herkenning van de therapiebron.
- **Geoptimaliseerde hoogspanningsgenerator:** Zorgt voor een stabiele frequentie/energieverhouding en is stil in stand-by modus.
- **Kantelbaar scherm:** Goed leesbaar in zowel staande als zittende positie.
- **Rail voor mobiliteit en ophangen van papieren doeken.**
- **Kantelbaar opbergvak voor gel:** Eenvoudige toegang tot gelflessen.
- **Opbergrek met fixatie:** Voor verschillende gelpads.
- **Grote, soepel rollende wielen met ESD-bescherming** (electrostatic discharge).
- Gegarandeerde return on investment

### Handstuk meegeleverd: Therapy Source F7G3

De **Therapy Source F7G3** is een compacte en gebruiksvriendelijke behandelkop, ontworpen voor nauwkeurige en effectieve therapie bij oppervlakkige pijnklachten. Dankzij de kleine en precieze focale zone is dit apparaat uitermate geschikt voor het **lokaliseren en behandelen van pijnpunten**, met een **penetratiediepte van 30 mm** op het focale centrum.

Deze therapiebron is ideaal voor toepassingen binnen de **musculoskeletale (MSK) therapie**, met name voor het behandelen van **myofasciale structuren dicht onder het huidoppervlak**, zoals bij tendinopathieën of triggerpoints in het schouder- en armgebied. Daarnaast biedt de F7G3 een effectieve oplossing binnen de **urologie**, specifiek voor de behandeling van **Peyronie's disease**.

Met een maximale energiefloedichtheid (EFD) van **0.4 mJ/mm<sup>2</sup>** levert de F7G3 veilige en gerichte therapie, ideaal voor huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatiecentra en ziekenhuizen die streven naar hoge precisie in pijnbehandeling.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Elvation
<b>sku</b>	1577164
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk