

1100647 - Drinkbeker 805 - met schaal aanduiding - transparant oranje - 250 ml - 1 st



Beschrijving

Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker die vaak gebruikt in verpleeginstellingen. Hij is voorzien van een discrete maatverdeling als hulp bij het opvolgen van de vochtbalans. De buitenzijde is licht antislip.

Specificaties

Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Nee
Isolerende beker	Nee
Schaal aanduiding	Ja
sku	1100647
Inhoud	250 ml
Kleur	Transparant oranje
Type verpakking	Stuk