

## 1571985 - Babyweegschaal digitaal BY90 - bluetooth - 1 st



### Beschrijving

Met de babyweegschaal BY 90 van **Beurer** houd je het gewicht van je kleintje perfect in de gaten. In de bijbehorende "beurer BabyCare"-app heeft u alle gegevens in een praktisch overzicht. Dankzij de hold-functie is wegen zelfs voor kronkelende baby's gemakkelijk. Automatische en handmatige hold-functie voor het opnemen van het gewicht van baby's. De weegschaal heeft een gebogen weegvlak, een inschakeltechnologie: button-on, 10 geheugenplaatsen.

### Voordelen

- Instelbaar tussen kh/lb/oz
- Antislip rubberen voetjes
- Automatische uitschakeling
- Maximum draagvermogen: 20 kg
- App "Beurer BabyCare" gratis te downloaden

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Geheugen</b>	Ja
<b>Gekalibreerd</b>	Nee
<b>Max. gewicht</b>	20 kg
<b>Met meetlat</b>	Ja
<b>BMI indicatie</b>	Nee
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Automatisch step-on functie</b>	Ja
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1571985
<b>Gradatie weegschaal</b>	5 g
<b>Klasse weegschalen</b>	nvt
<b>Type weegschaal</b>	Digitale babyweegschalen
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/53/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk