


1610032 - Keiser A400 Standing Hip



Beschrijving

De **Keiser A400 Standing Hip** combineert heupflexie, extensie, abductie en adductie in één veelzijdig toestel, aangedreven door de geavanceerde **Pure Resistance Technology™ (PRT)**. Deze technologie biedt meer effectiviteit dan traditionele gewichten, ongeacht de snelheid van de beweging – perfect voor revalidatie, functionele training en prestatieverbetering.

De machine beschikt over een gesplitst platform dat voorkomt dat de voet het toestel raakt tijdens beenzwaaien, en gebogen steunbeugels met dubbele weerstandsknoppen. Hierdoor is zowel voorwaartse als zijwaartse positionering mogelijk met voldoende bewegingsvrijheid, zelfs bij hoge zwaaihoeken.

Belangrijkste kenmerken & voordelen:

- **4-in-1 functionaliteit** – Heupflexie, extensie, abductie en adductie in één toestel.
- **Bilateral movement** – Stimuleert symmetrische spierontwikkeling aan beide zijden van het lichaam.
- **Pure Resistance Technology™** – Effectief bij snelle bewegingen voor kracht & snelheid en bij trage bewegingen voor spieropbouw.
- **Nauwkeurige weerstandinstelling** – Traploos instelbaar in kleine stappen vanaf 0,5 kg voor optimale revalidatie en training.
- **Realtime digitale feedback** – Inzicht in kracht, snelheid en bewegingsbereik per herhaling via groot display; gegevens exporteerbaar naar eigen registratiesysteem.
 - *Vermogen*: Gemiddeld en piekvermogen per herhaling
 - *Snelheid*: Gemiddelde en pieksnelheid per herhaling
 - *Bewegingsbereik*: Data voor concentrische en excentrische fasen
 - *Unilaterale vergelijking*: Vergelijk linker- en rechterzijde in realtime
- **Schokvrije weerstand** – Nagenoeg geen impact op spieren, gewrichten en bindweefsel.
- **Duurzaam gebouwd** – Industriële kwaliteit voor jarenlang intensief gebruik.
- **Kostenefficiënt** – Biedt veelzijdige krachttrainingsmogelijkheden met minimale ruimte-inname.

Toepassingen:

- Revalidatie na heup-, knie- of lage rugblessures
- Mobiliteitstraining en valpreventie voor senioren
- Functionele krachttraining voor atleten en actieve volwassenen
- Spierbalansherstel na operatie of immobilisatie
- Bewegingsanalyse en datagestuurde reconditionering

Keiser A400 Standing Hip – één toestel, talloze mogelijkheden voor doelgerichte heuptraining zonder compromis op veiligheid of precisie.

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	B 104 cm, H 18 cm
Gewicht product	97 kg
sku	1610032
Weerstand	0 - 66 kg
Type verpakking	Stuk