

CAM1441502 - Huntleigh Single-Width Thermisch Papier – Voor BD4000/BD300 Serie Foetale Monitoren - 150 x 150 x 150 - 203 blz



Beschrijving

Het **Huntleigh single-width thermisch papier** is speciaal ontworpen voor gebruik met de **Huntleigh BD4000-serie foetale monitoren**. Dit hoogwaardige thermopapier garandeert scherpe, duurzame en nauwkeurige afdrucken, essentieel voor betrouwbare **CTG-registraties (cardiotocografie)** in de verloskunde.

Belangrijkste voordelen en kenmerken:

- **Compatibiliteit:** speciaal ontwikkeld voor de Huntleigh **BD4000-serie foetale monitoren**.
- **Twin-capability als standaard:** ondersteuning voor tweelingmonitoring.
- **Unieke full-size twin FHR schaalprint:** geen compromissen bij het gelijktijdig monitoren van twee foetale hartslagen.
- **Geavanceerde alarmsignalen:** instelbare meldingen voor tachycardie, bradycardie, verlies van contact en cross-channel verificatie.
- **Integratie met ziekenhuissystemen:** volledig compatibel met **Hospital Information Systems** en vitale parameters-monitoring.
- **Traceerbaarheid & documentatie:** gebruiker kan notities toevoegen met een **customizable trace annotation facility**.
- **Automatische detectie:** registreert foetale bewegingen automatisch.
- **Gebruiksvriendelijke interface:** intuïtieve bediening die training en gebruik vereenvoudigt.
- **Maternale markers:** registratie van door de moeder gevoelde foetale bewegingen.
- **Uitbreidingsmogelijkheden:** optionele upgrades voor **FECG (Foetale ECG)** en **IUP (Intra-uteriene drukmeting)**.
- **Hoogwaardige printkwaliteit:** duidelijke en scherpe tracés voor nauwkeurige interpretatie door specialisten.

Het thermisch papier is ideaal voor:

- **Verloskunde en gynaecologie**
- **Monitoring van foetale hartslag (FHR) en weeënactiviteit**

- Klinieken, ziekenhuizen en kraamafdelingen

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	CAM1441502
Type verpakking	Stuk