

## 1541835 - Klomp Bloc open 01 met riem - Marineblauw - maat 38 - 1 paar



### Beschrijving

WOCK® BLOC, de professionele steriliseerbare klomp uit één stuk. BLOC is de nieuwe hoogwaardige comfortabele klomp voor langdurig professioneel gebruik en is gemakkelijk in onderhoud. WOCK® BLOC is steriliseerbaar in de autoclaaf tot 134° C en is daardoor ideaal voor het OK én uiteraard voor medisch gebruik in het algemeen. BLOC is gemaakt uit één stuk en heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

## Specificaties

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Wock                    |
| <b>Unisex</b>               | Ja                      |
| <b>Anti-slip</b>            | Ja                      |
| <b>Antistatisch</b>         | Ja                      |
| <b>Geschikt voor OK</b>     | Nee                     |
| <b>Steriliseerbaar</b>      | Nee                     |
| <b>Hielriem</b>             | Ja                      |
| <b>Schokdemping</b>         | Ja                      |
| <b>Ventilatiegaten</b>      | Ja                      |
| <b>sku</b>                  | 1541835                 |
| <b>Kleur klomp</b>          | Marineblauw             |
| <b>Maat</b>                 | 38                      |
| <b>Materiaal</b>            | Steri-tech™ polymeer    |
| <b>Type klomp</b>           | Bloc                    |
| <b>Europese Regelgeving</b> | 2016/425/EU - Klasse II |
| <b>Type verpakking</b>      | Paar                    |