

1010304 - Dauerbinde® K - lange rek windel - 6 cm x 7 m - 1 st



Beschrijving

Dauerbinde® K van **L&R** is een lange rekwindel die goed te variëren is. Dit is kenmerkend voor zowel de Dauerbinde® K als Dauerbinde® F. Beide worden gebruikt als steunende en ontlastende windels voor banden en gewrichten. Vanwege de hoge rustdruk moet de lange rek windel in rusttoestand van de patiënt en 's nachts afgenomen worden. Het eenvoudige gebruik maakt aanleggen van de Dauerbinde ook mogelijk voor de verbandtechnisch minder geoefende gebruiker. De windels voegen zich goed naar het desbetreffende lichaamsdeel, zijn wasbaar en makkelijk te onderhouden. Geschikt voor het ondersteunen en ontlasten van het steun- en bewegingsapparaat, fixeren van verbanden, immobiliseren van lichaamsdelen, het verminderen van hematomen en compressie bij lyfologische vinger- en teenverbanden.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	58% katoen, 24% polyamide, 8% elastaan, 10% viscose
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
sku	1010304
Kleur	crème
Maat	6 cm x 7 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk