

1601579 - Physiosonic ES-7S2 - 2 UG behandelkoppen (groot + klein)



Beschrijving

Door het compacte en ergonomische ontwerp van de Physiosonic, is dit ultrageluid-apparaat een grote therapeutische en financiële aanwinst voor elke therapeut.

Ultrageluid is een bewezen effectieve behandelmethode voor diverse pathologieën. Om de toepassing voor u te vereenvoudigen zijn er voorgeprogrammeerde protocollen opgeslagen in de Physiosonic. Deze evidence based protocollen informeren u helder en duidelijk omtrent de behandeling en stellen de parameters voor het apparaat automatisch in.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1601579
Gewicht	650 g
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk