

1543538 - MG 40 massageapparaat - infrarood - 1 st



Beschrijving

Ontspan en geniet van een rustgevende vibratiemassage, door de roterende massagekop en de 3-voudige verstelbare handgreep is de stimulator met infraroodwarmte in eenvoudig gebruik. Infraroodwarmte is apart te kiezen, met 4 verwisselbare massage opzetstukken (2 x noppenopzetstuk, borstel opzetstuk en een kegelvormig opzetstuk). Het apparaat heeft 3 functieniveau's (vibratiemassage, infraroodwarmte met massage en infraroodwarmte).

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 8.5 cm, H 8.8 cm, L 39 cm
SKU leverancier	64825
Vermogen	12 W
Warmtefunctie	Nee
Infraroodwarmte	Ja
Massage programma's	1
Aantal functies	2
Aantal massagekoppen	4
sku	1543538
Voeding	Netvoeding
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk