

1546400 - Linido handdoekrek - 60 cm - rvs - wit - 1 st



Beschrijving

Handdoekrek in RVS dat ook als wandbeugel Ergogrip te gebruiken is. De bevestigingsset LI2807.000 en de contraplaat zijn combineerbaar met dit handdoekrek LI0126.503.

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	L 60 cm
SKU leverancier	LI2637.0024-02
sku	1546400
Categorie wandbeugels	Toebehoren wandbeugels
Type verpakking	Stuk