

1540869 - Sonicaid Freedom - wireless transducersystem



Beschrijving

Sonicaid Freedom-transducers bieden flexibiliteit bij uw keuze hoe moeder en baby te controleren. Het systeem bestaat uit een draadloze foetale hartslag, samentrekkingen transducers en een ontvanger.

Met behulp van draadloze connectiviteit is het mogelijk om het hart van de foetus te controleren, waar de mama zich ook bevindt (binnen draadloos bereik). Het grote voordeel is dat het minder rommelig is dan de omslachtige traditionele methode op basis van kabels en dat de moeder mobieler is en meer bewegingsvrijheid heeft.

Sonicaid Freedom is ontworpen voor gebruik met de TEAM3-serie van foetale monitoren van Huntleigh.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1540869
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk