

1576191 - Meetlat digitaal voor babyweegschaal Multina Comfort 8352 - 1 st



Beschrijving

Deze aluminium babyweegschaal 5005 past met één klik op de Soehnle babyweegschalen 7752 en 8352. Hij kan ook worden gebruikt met andere babyweegschalen dankzij de meegeleverde bevestigingsadapter. Dankzij het lage gewicht van 600 g kunt u de 5005 makkelijk overal mee naartoe nemen.

Specificaties

Merk	Soehnle
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Connecteerbaar met weegschaal	Ja
sku	1576191
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	35 - 80 cm
Type meetlat	Baby meetlat
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk