

## 1607585 - wc verhoger/toiletverhoger in contrastkleur - donkerblauw - 5 cm - 1 st



### Beschrijving

Deze donkerblauwe toiletverhoger is ontworpen om de gebruikservaring te verbeteren, vooral voor mensen met dementie of een verminderd zicht. Het opvallende contrast maakt het gemakkelijker om de verhoger op te merken, wat bijdraagt aan een veiligere toiletervaring.

#### **Visueel contrast**

Witte badkamerhulpmiddelen kunnen moeilijker te onderscheiden zijn voor personen met een slecht zicht, een blauwe wc verhoger creëert contrast.

#### **Flexibel**

Met een verhoging van 5 cm past deze toiletverhoger op de meeste standaard toiletten en biedt hij een maximale belasting van 190 kg.

## Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Kunststof
<b>sku</b>	1607585
<b>Deksel</b>	Nee
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Nee
<b>Maat</b>	5 cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk