

1516775 - Beker 420 - wit - 320 ml - 1 st



Beschrijving

Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker voorzien van een handvat. Vaatwasbestendig tot 70°C. Geschikt voor thermos-sterilisatie en microgolf. Recycleerbaar door granulatie.

Specificaties

Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1516775
Inhoud	320 ml
Kleur	Wit
Type verpakking	Stuk