


1546241 - Linido doucheraam - met verstelbare rugsteun, opvangbak en afvoerslang - 1900 mm - wit - 1 st



Beschrijving

Voor sommige personen is het prettiger om in een liggende positie gewassen en verzorgd te worden. De verzorging wordt in deze houding op een andere wijze uitgevoerd dan in zittende houding. Dit maakt het voor de persoon die verzorgd wordt gemakkelijker om bij te dragen. Bovendien is de werkhouding van de verzorger vanuit ergonomisch oogpunt gunstiger.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2408.1901-02
sku	1546241
Categorie doucheramén	Doucheramén
Kleur doucheraam	Wit
Lengte doucheraam	1900 mm
Materiaal doucheraam	Staal gecoat/Ligvlak in HT-bekleding (soort nylon)
Type verpakking	Stuk