

1003989 - 3M™ Medipore™ - geperforeerd - 15 cm x 9,15 m - 1 st



Beschrijving

3M™ Medipore™ is hypoallergene non-woven fixatiepleister met laterale perforaties is soepel en zacht, geschikt voor de gevoelige huid. De pleister heeft een sterke kleeftkracht en kan hierdoor gebruikt worden in verschillende situaties zoals wondzorg en de bevestiging van verbanden en hulpmiddelen. Deze pleister is waterbestendig, waterafstotend, latexvrij. Makkelijk rekbaar in de breedte en laat geen resten achter op de huid.

Specificaties

Merk	Solventum
Samenstelling	Non-woven
Kompres	Nee
Geperforeerd	Ja
Latex vrij	Ja
Steriel	Nee
sku	1003989
Kleur	Wit
Maat	15 cm x 9,15 m
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk