

1352371 - Onderzoekstafel BasiX 3 Elite - elektrisch - Fresh bekleding - Pagode Blue - 1 st



Beschrijving

De BasiX 3 Elite van Wesseling, speciaal ontworpen voor medische professionals die hun patiënten de best mogelijke zorg willen bieden.

Deze innovatieve onderzoekstafel is uitgerust met een elektrisch verstelbare hoogte, waardoor u de tafel eenvoudig kunt afstemmen op de behoeften van uw patiënten. De frisse en hygiënische bekleding zorgt ervoor dat elke behandeling een plezierige ervaring is, terwijl het ergonomische ontwerp en het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel u in staat stellen om efficiënt te werken. Met zijn robuuste constructie garandeert deze tafel stabiliteit en veiligheid, wat essentieel is in een medische praktijk. De BasiX 3 Elite is niet alleen een functionele aanwinst, maar ook een moderne toevoeging aan uw praktijk die voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit en hygiëne.

Kies voor de Onderzoekstafel BasiX 3 Elite en verbeter de zorg die u biedt aan uw patiënten met deze essentiële en moderne medische tafel!

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 200 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	45-115 cm
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1352371
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Pagode Blue
Standaard hoogtebediening	Voetschakelaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk