

1609652 - SLK Sedens 500 zitkussen rolstoel - pomp - 10 x 43 x 43 cm - 1 st



Beschrijving

SLK Sedens 500 – Dit betrouwbare alternerende zitkussen helpt patiënten bij het behandelen van decubitus prophylaxis and therapie voor decubitus stadium 1 tot 4.

Het kussen is gebaseerd op een wisseldruksysteem dat na een oplaadbeurt zo'n 12 uur meegaat. Pas een statische en wisselende modus aan voor een zachte positie. Het kussen heeft een functie met een alarm voor een veilig gevoel, de besturingseenheid kan makkelijk aan een rolstoel worden bevestigd voor overwegend zittende patiënten. Het zitkussen is vervaardigd uit nylon polyurethaan coating met een stretch bekleding. De bekleding is moeilijk ontvlambaar en getest volgens normeringen EN 597-1 en EN 597-2.

Kenmerken

- Transporttas
- Oplader 6V Ni-MH / 2000 mAh
- Gewicht : 2 kg
- Afmetingen zitkussen : 10 x 43 x 43 cm, control unit: 12,5 x 25 x 5.7 cm

Specificaties

Merk	SLK
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1609652
Type verpakking	Stuk