

1541222 - Relax baby XL kussen - bi-tec - L 125 cm - 1 st



Beschrijving

Het Baby XL-kussentje is een iets langere en dikker gevulde versie en is geschikt voor baby's vanaf 2,5kg die klaar zijn om het ziekenhuis te verlaten. Dit kussen geeft aan premature en pasgeborenen het gevoel van geborgenheid en heeft een positieve invloed op de groei van de baby. Door de foetushouding gaat de pasgeborene rustiger en dieper slapen. Het kussen is brandvertragend.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 125 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1541222
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk