

1623271 - Mocom autoclaaf B Classic 17 L - 1 st



Beschrijving

De **B Classic** van **Mocom** is een betrouwbare en betaalbare autoclaaf voor elke medische omgeving. Met drie inhoudsmaten (17, 22 of 28 liter), zes waterlaadopties en slimme connectiviteit biedt dit toestel alles wat nodig is voor een veilige en efficiënte sterilisatie.

Slim waterbeheer

Toegang via bovenkleppen of frontaansluitingen voor eenvoudig vullen en legen. Een ingebouwde sensor bewaakt de waterkwaliteit voor een langere levensduur van de machine.

Remote support via Easy Check

Dankzij geïntegreerde WiFi en Ethernet is de autoclaaf klaar voor internetconnectie. Met Easy Check ontvangt het toestel snel technische ondersteuning op afstand, wat stilstand beperkt.

Volledige traceerbaarheid

Na elke cyclus wordt automatisch een PDF-rapport opgeslagen. Downloaden kan via USB of automatisch via de **DataSter-software**.

Intuïtieve bediening

Het 3,2" touchscreen biedt een duidelijke en eenvoudige interface. Installatie is snel geregeld via een begeleide opstartprocedure.

Flexibele functies

- **Uitgestelde start** om het gebruik te optimaliseren
- **Instelbare droogtijd** voor specifieke ladingen
- **Aangepaste cycli** op maat van de gebruiker
- **Gebruikers-ID** met PIN-code voor veilige toegang en logregistratie

Voordelen op een rij:

- ? Beschikbaar in 17 – 22 – 28 liter
- ? 6 waterlaadopties + automatische waterkwaliteitscontrole
- ? WiFi en Easy Check remote support
- ? Cyclusdata via USB of software
- ? Duidelijke 3,2" touchscreeninterface
- ? Veilige toegang en gebruiksregistratie

Specificaties

Merk	Mocom
Gewicht product	46 kg
SKU leverancier	7AM10000
	Nee
sku	1623271
Mogelijkheid aansluiting printer	Ja
Aantal plateaus	5
Binnenafmetingen (dxD)	250 x 350 mm
Autonomie	9 - 13 cycli
Volume	17 L
Type verpakking	Stuk