

1546383 - Linido toiletrolhouder - rvs gepolijst - 1 st



Beschrijving

Toiletrolhouder met zwarte kunststof klem voor de bevestiging aan opklapbare toiletbeugel LI2603.3xx, vaste toiletbeugel LI2601.0xx of wandbeugel Ergogrip LI2611.xxx.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2617.0002-03
sku	1546383
Categorie toiletsteunen	Toebehoren toiletbeugels
Type verpakking	Stuk