

1500205 - Sputumbeker gegraduateerd met deksel - 40 st



Beschrijving

Gegradueerde opvangbeker met vast klikdeksel. Deze praktische en niet-steriele opvangbekers zijn ideaal voor de dagelijkse medische zorg en monsternamen. De beker is voorzien van een duidelijke schaalverdeling (graduatie) voor het nauwkeurig aflezen van het volume. Dankzij het handige klikdeksel dat aan de beker vastzit, raak je de dop nooit kwijt en sluit je de beker na gebruik snel, hygiënisch en eenvoudig af met één hand.

Specificaties

Samenstelling	Polystyreen
sku	1500205
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Zak