


1560311 - Manuele bloeddrukmeter met ingebouwde stethoscoop BS 90 - 1 slang - velcromanchet volwassenen - 1 st



Beschrijving

Manuele bloeddrukmeter met ingebouwde stethoscoop waarmee men klassiek de bloeddruk kan meten. De behuizing is gemaakt uit kunststof, is heel licht en toch zeer robuust. De stethoscoop is goed vastgemaakt in de manchet en de draaiklep is makkelijk te bedienen. De grote schaal is makkelijk af te lezen.

Specificaties

Merk	BOSO
sku	1560311
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk