


## 1546255 - Linido opklapbeugel 53 cm - wit gecoat - 1 st



### Beschrijving

Deze opklapbare toiletbeugel biedt niet alleen steun tijdens het gaan zitten of opstaan van een toilet of douchezit, maar ook bij zijwaarts verschuiven, bijvoorbeeld vanuit een rolstoel naar het toilet. Deze beugel biedt dus steun in zowel horizontale als verticale positie en dat met een betrouwbare vergrendelingstand. Eenvoudige montage rechtstreeks op de wand. Uitvoering met volledig witte coating.

## Specificaties

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Merk</b>                           | Linido                   |
| <b>SKU leverancier</b>                | LI2603.3504-02           |
| <b>sku</b>                            | 1546255                  |
| <b>Categorie toiletsteunen</b>        | Opklapbare toiletsteunen |
| <b>Kleur</b>                          | Wit                      |
| <b>Lengte toiletbeugels</b>           | 530 mm                   |
| <b>Materiaal</b>                      | RVS gecoat               |
| <b>Maximale horizontale belasting</b> | 150 kg                   |
| <b>Maximale zijwaartse belasting</b>  | 100 kg                   |
| <b>Type verpakking</b>                | Stuk                     |