


1546255 - Linido opklapbeugel 53 cm - wit gecoat - 1 st



Beschrijving

Deze opklapbare toiletbeugel biedt niet alleen steun tijdens het gaan zitten of opstaan van een toilet of douchezit, maar ook bij zijwaarts verschuiven, bijvoorbeeld vanuit een rolstoel naar het toilet. Deze beugel biedt dus steun in zowel horizontale als verticale positie en dat met een betrouwbare vergrendelingstand. Eenvoudige montage rechtstreeks op de wand. Uitvoering met volledig witte coating.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2603.3504-02
sku	1546255
Categorie toiletsteunen	Opklapbare toiletsteunen
Kleur	Wit
Lengte toiletbeugels	530 mm
Materiaal	RVS gecoat
Maximale horizontale belasting	150 kg
Maximale zijwaartse belasting	100 kg
Type verpakking	Stuk