

1600178 - Open wagen voor vuil linnen - 428 L - 950 x 710 x 875 mm - 1 st



Beschrijving

Grote open wagen met een inhoud van 428 liter voor het vervoeren van vuil linnen in zorginstellingen.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 71 cm, H 95 cm
Product diepte	87.5 cm
sku	1600178
Kleur	Grijs
Materiaal	Aluminium
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk