

## 1005431 - Mepore® film - steriel - 10 x 12 cm - 1 x 10 st



### Beschrijving

Mepore® Film is een zelfklevend verband dat ideaal is als secundair fixatieverband om hydrogel of alginaat te bedekken. U kunt het ook gebruiken voor een verscheidenheid aan schone wonden in de granulatiefase.

Mepore® Film is luchtdoorlatend om maceratie van de wonde te voorkomen en is gemakkelijk aan te brengen, zelfs als u handschoenen draagt. Omdat het transparant is, is het gebied rondom de wonde goed zichtbaar.

- Ademend om maceratie te voorkomen en een vochtige wondomgeving in stand te houden.
- Het schutblad is gemakkelijk te verwijderen en is ook aseptisch.
- Oplosmiddelvrije kleefstof op waterbasis zorgt voor zachte fixatie.
- Virale en bacteriële barrière.
- Het verband is soepel en vormt zich goed naar de lichaamscontouren, zodat het lichaam kan bewegen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Mölnlycke
<b>Samenstelling</b>	PU
<b>sku</b>	1005431
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Kompres</b>	Nee
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>Aantal per verpakking</b>	1 x 10 st
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Maat</b>	10 cm x 12 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos