

1626701 - Gyneas Navelstreng klem - wit - steriel - 100 st



Beschrijving

De navelstrengklem wordt gebruikt om de navelstreng van een pasgeborene tijdens de bevalling af te klemmen. Deze **Gyneas** klem voor eenmalig gebruik heeft inkepingen om de navelstreng goed vast te houden. De veilige sluiting voorkomt dat het per ongeluk wordt geopend. De navelstrengklem is steriel, voor eenmalig gebruik en verpakt in een individueel zakje.

Specificaties

Merk	Gyneas
	Nee
sku	1626701
Steriel	Ja
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos