

## 1532463 - Perfektan TB - 5 liter - 1 st



### Beschrijving

Perfektan TB is een economisch, materiaalvriendelijk actief reinigend instrumentendesinfectiemiddel voor klinisch routinegebruik. Dankzij de uitzonderlijke antimicrobiële werking is een hoge mate van persoonlijke bescherming verzekerd tijdens de verwerking van instrumenten. Perfektan TB van Dr. Schumacher wordt gekenmerkt door een aangename geur dankzij de aldehydevrije formulering en is geschikt voor gebruik op alle soorten medische instrumenten. Ideaal voor het desinfecteren, reinigen van instrumenten. Geschikt voor gebruik in ultrasoonbaden.

### Specificaties

|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk            | Dr Schumacher                                                                                                             |
| Ingrediënten    | 100 g oplossing bevat:<br>3.75 g cocospropylendiamine guanidiniumdiacetate, 5.63g didecylmethoxyethylammonium propionate. |
| sku             | 1532463                                                                                                                   |
| Inhoud          | 5000 ml                                                                                                                   |
| Type verpakking | Stuk                                                                                                                      |