

1533273 - Heine onderzoekslamp el 10 led - op rollend statief - 1 st



Beschrijving

Geeft een helder homogeen LED licht af, bij operaties kan de lamp met 1 hand bediend worden. De lichtintensiteit kan ingesteld worden tussen 6,500 tot 45.000 LUX.

Specificaties

Merk	Heine
Focusregeling	Ja
Touchless bediening	Nee
sku	1533273
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Statief model
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk