

1511070 - Onderzoekslamp LED 120 - plafondbevestiging - veer arm - exclusief verankeringsring - 1 st



Beschrijving

Een zeer krachtige **Dr. Mach** onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie, met een uitstekende kleurenweergave. De uitvoering met variabele focus is uitgerust met lichtstelsel R86, heeft een koudlichtreflector met warmtefilter.

Voordelen

- Zonder focusregeling
- Kleurweergave Index Ra 86
- Kleurtemperatuur in K 43.000
- Lichtveldgrootte: 15 cm
- Diameter lamp 29 cm
- LED lamp 40 W

Specificaties

Merk	Dr. Mach
Focusregeling	Nee
Diameter lamp	29 cm
Aantal LED's	12
Lichtintensiteit	40 lux
Lichtveldgrootte	15 cm
Touchless bediening	Nee
Lengte van de arm	170 cm
sku	1511070
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Plafondmodel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk