

1000950 - Opsite flexifix fixatiepleister - 5 cm x 10 m - 1 st



Beschrijving

Opsite flexifix van S&N is een zelfklevende, transparante film. Een waterdichte film, met een hoge vochtdampdoorlaatbaarheid die de huid laat ademen en bestand is tegen bacteriën. De acryl kleeft laag minimaliseert het risico van huidbeschadiging bij verwijdering, vooral na langdurig dragen. Bovendien is de Opsite Flexifix zo ontworpen dat de folie gemakkelijk kan worden aangebracht op het lichaam en over verbanden. Zo wordt de kans op kruisbesmettingen kleiner.

Specificaties

Merk	Smith & Nephew
Samenstelling	Polyurethaan met acrylkleeflaag
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
sku	1000950
Steriel	Nee
Kleur	Transparant
Maat	5 cm x 10 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos