

1552257 - Multifrequente behandelkop - klein - voor SONOPULS 190/ 490/ 492



Beschrijving

Op de Sonopuls 190/ 490/ 492 kunt u zowel de kleine 0,8 cm² als de grote 5 cm² behandelkop aansluiten, waardoor u snel kunt wisselen tussen de twee koppen.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552257
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk