

## 1016316 - Zitkussen bi-elastische + hoes - 40 x 40 x 7 cm - 1 st



### Beschrijving

Om pijn te voorkomen die gepaard gaat met pijnlijk zitten. Dit geperforeerde vierkante kussen is speciaal ontworpen voor garderobestoelen.

### Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Bekleding: polyurethaancoating, vulling: schuim
<b>sku</b>	1016316
<b>Maat</b>	40 x 40 x 7 cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk