

## 1550123 - Schiller X1 trolley voor Cardiovit FT-1



### Beschrijving

De Schiller X1 maakt deel uit van een nieuw ontwikkelde generatie trolleys. Deze zijn ontworpen voor maximale ergonomie inzake mobiliteit en stuurgemak. Kabels zitten weggewerkt in de centrale kolom. Voorzien van een montagebeugel specifiek voor de Cardiovit FT-1. Velcrovrije montage. Geleverd inclusief kunststof opbergbak.

### Specificaties

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Merk</b>            | Schiller     |
| <b>sku</b>             | 1550123      |
| <b>EKG categorie</b>   | ECG diversen |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk         |