

1523311 - Sonicaid BD4000xs - zonder software



Beschrijving

Instapmodel zonder Analyse software. De sonicaid BD4000 is ontwikkeld als een gunstig geprijsde oplossing, zonder toe te geven aan de kwaliteit, precisie, prestaties en ergonomie. Uitermate geschikt voor gebruik tijdens antenatale monitoring en uit te breiden voor tweelingen, intrapartum en gebruik in combinatie met vital signs monitoren. De BD4000xs foetale monitoren bieden oplossingen voor alle gebieden van foetale monitoring. Gebruikmakend van de nieuwste technologie op het gebied van digitale signaalprocessen en verbeterde foetale hartslag detectie, bevat de range antenatale en intrapartum modellen met diverse opties en interface mogelijkheden. Dit zorgt voor de meest kosteneffectieve en flexibele oplossing voor al uw foetale monitoren behoeftes. Het compacte formaat en de styling camoufleren het sterke en robuuste ontwerp, gebruikmakend van dezelfde materialen, constructie en ontwikkel expertise als van onze wereldberoemde handheld Dopplers. Tweelingen registratie is standaard. Uniek groot formaat printout van FHR Gebruikers aanpasbare, Tachycardia, Bradycardia, contactverlies en kanaalkruising verificatie alarmen Interface mogelijkheden naar ziekenhuis informatie systemen en vital signs monitoren. Gebruikers aanpasbare CTGannotatie faciliteit Automatische detectie van foetale bewegingen Intuïtieve gebruikersinterface vereenvoudigt training. Knop voor de door de moeder waargenomen foetale beweging. FECG en IUP upgrade opties.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1523311
Soortgelijke producten	Ja
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk