

1532379 - Abbott Precision control solution HI/LO - 1 st



Beschrijving

Controle vloeistof voor Abbott glucose- en ketonenmeters.

De verpakking bevat twee verschillende flacons (High en Low):

LO (Low): Simuleert een zeer lage bloedsuiker- of ketonenwaarde.

HI (High): Simuleert een zeer hoge bloedsuiker- of ketonenwaarde.

Door beide vloeistoffen na elkaar te testen, controleer je of de meter zowel in het extreem lage als in het extreem hoge meetbereik nog 100% betrouwbaar functioneert.

Specificaties

Merk	Abbott
Verificatiecode	Nee
Data transfer via wifi	Nee
sku	1532379
Categorie glucometer	Glucometers en teststrips
Europese Regelgeving	IVDR 2017/746
Type verpakking	Doos