

1601080 - Duo veiligheidspennaalden - 0.33 mm (30G) x 5 mm - paars - 100 st



Beschrijving

Betica duo veiligheidspennaalden zijn voorzien van een dubbele beveiliging. Hiermee worden prikaccidenten voorkomen, doordat na de injectie een cover automatisch de naald aan de cliënt- en de penzijde bedekt. Meer injectiecomfort door het soepel activerende veiligheidsmechanisme. Betica veiligheidspennaalden zijn de enige veiligheidspennaalden waarmee injectie onder een schuine hoek mogelijk is. Geschikt voor de subcutane toediening van insuline bij de behandeling van diabetes. Universeel en compatible met alle gangbare insulinepennen.

Specificaties

Merk	betica
Steriel	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1601080
Afmeting	30G x 1/2"
Kleur	Paars
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos