

1019114 - PROLENE™ hechtdraad 4/0 - 15 mm - 45 cm - 8634H - 1 st



Beschrijving

PROLENE™ hechtdraad (geverfd of ongeverfd) is een niet-absorbeerbare, steriele hechtdraad voor chirurgisch gebruik, samengesteld uit een isotactisch kristallijn stereoïsoomeer van polypropyleen, een synthetische lineaire polyolefine. De geverfde hechtdraad is blauw gepigmenteerd om de zichtbaarheid te vergroten.

Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	ETHI8634H
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1019114
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Nee
Draadlengte	45 cm
Draaddikte	4/0
Naald lengte	15 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Stuk