


## 1546300 - Linido gebogen wandbeugel 45° - 20 x 20 cm - rvs/wit - 1 st



### Beschrijving

De wandbeugel 45° wordt aanbevolen voor plaatsing naast toilet en bad. Het diagonale deel biedt steun tijdens het opstaan, terwijl het horizontale deel prettig is om vast te houden vanuit zit. Een bijkomend voordeel is dat op het horizontale gedeelte een toilethouder gemonteerd kan worden, zodat het toiletpapier binnen handbereik is. Door het symmetrische ontwerp is de wandbeugel zowel aan de linker- als rechterzijde van de gebruiker in te zetten.

Deze beugel heeft dezelfde karakteristieken als de rechte wandbeugel Ergogrip, zoals de kenmerkende 60° buiging op het einde, die een natuurlijke houding van hand en pols bevordert, maar ook de vrije ruimte van 75 mm tussen de buis en de muur zodat vastgrijpen mogelijk is zonder de vingers te beknellen of schaven. De 45°-beugel is even betrouwbaar als de rechte wandbeugel met een maximale belastbaarheid van 150 kg.

## Specificaties

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                  | Linido                       |
| <b>SKU leverancier</b>       | LI2611.0074-02               |
| <b>Buigingshoek van 60°</b>  | Ja                           |
| <b>sku</b>                   | 1546300                      |
| <b>Categorie wandbeugels</b> | Gebogen wandbeugels          |
| <b>Lengte wandbeugel</b>     | 200 x 200 mm                 |
| <b>Europese Regelgeving</b>  | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>       | Stuk                         |