

## 1559093 - Seca 232 meetlat voor babyweegschaal Seca 334 - 1 st



### Beschrijving

Een analoge meetlat om samen te gebruiken met de Seca weegschalen 336i, 333 en Seca 336. De meetwaarden zijn eenvoudig af te lezen met verbeterde kleurmarkeringen, heeft een hoofd -en voetpositiehulp.

### Specificaties

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk</b>                          | Seca                        |
| <b>Telescopisch</b>                  | Nee                         |
| <b>Demonteerbaar</b>                 | Ja                          |
| <b>Connecteerbaar met weegschaal</b> | Ja                          |
| <b>sku</b>                           | 1559093                     |
| <b>Gradatie meetlat</b>              | 1 mm                        |
| <b>Meetbereik</b>                    | 35 - 80 cm                  |
| <b>Type meetlat</b>                  | Baby meetlat                |
| <b>Europese Regelgeving</b>          | MDD - 93/42/EEC - Klasse Im |
| <b>Type verpakking</b>               | Stuk                        |