

1622025 - ECG elektroden - TAB - hydrogel - pediatric - 34x13mm - 10x100 st



Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622025
Normeringen	ISO 13485:2016-08
Radio opaque	Nee
Basismateriaal	PET papier
Gelsoort	Hydrogel
Materiaal drukknop aansluiting	Niet van toepassing
Shelflife	2 jaar
Toepassing	Resting tests
Doelgroep	Pediatric
Maat	34 x 13 mm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos