

1550380 - EM 49 digitale TENS EMS apparaat - 3-in-1 - 1 st



Beschrijving

Beurer EM 49 digitale TENS EMS apparaat, 3-in-1 met positie-indicator voor 4 zelfklevende gelelektrodes. Wordt gebruikt voor pijntherapie (TENS), stimulatie van de spieren (EMS) en massage en ontspanning. EMS/TENS heeft 64 voorgeprogrammeerde toepassingen en heeft ook 6 aanpasbare programma's waarmee u de frequentie, pulsbreedte en aan/uit-tijd kunt aanpassen.

Voordelen

- 2 afzonderlijke instelbare kanalen
- Instelbare intensiteit
- Afteltimer
- Veiligheidsuitschakeling
- Functie voor dokters voor persoonlijke afstemming
- Omgekeerd LCD-scherm met blauwe achtergrondverlichting
- 4 zelfklevende gelelektroden (45 x 45 mm)
- 3 x 1.5 Volt AAA batterijen

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	66205
Bebat tax	0.05 EUR
Normeringen	EN60601-1; EN60601-1-2
sku	1550380
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk