

1551033 - Sloop bi-tec voor Relax standaardkussen - 1 st



Beschrijving

Fico sloop voor relax standaardkussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk, de slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1551033
Kleur sloop	Blauw
Materiaal	Bi-tec
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	90 °C
Type verpakking	Stuk