

**1543229 - Nelatonsondes - PVC - éénmalig gebruik - 40 cm - Ch 14 -
groen - steriel - 1 x 100 st**



Beschrijving

De Nelatonsonde is distaal gesloten en afgerond met twee laterale ogen. Het heeft een trechtervormige connector met internationale kleurcode. De sonde kan gebruikt worden bij zowel mannen, vrouwen en kinderen.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Product afmetingen	L 40 cm
Steriel	Ja
Lengte sonde	40 cm
Samenstelling	PVC
sku	1543229
Diameter sonde	Ch 14
Geslacht	Unisex
Kleur	Groen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos