

## 1549203 - Speedicath nelatonsondes - hydrofiele coating - éénmalig gebruik - 20 cm - Ch 14 - steriel - 1 x 30 st



### Beschrijving

SpeediCath is een gebruiksklare katheter. U hoeft geen water of glijmiddel toe te voegen, of te wachten tot de coating geactiveerd wordt.

SpeediCath is ontworpen om het comfort te verhogen en het risico op urethrale beschadiging te beperken. De unieke hydrofiele coating en de gepolijste oogjes garanderen elke dag een buitengewoon vlotte katheterisatie, zowel bij het inbrengen als bij het verwijderen.

SpeediCath is snel en makkelijk te gebruiken. Dankzij de trekkring kan hij makkelijk geopend worden, en het kleefpunt zorgt ervoor dat de katheter steeds op zijn plaats blijft.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Coloplast
<b>Lengte sonde</b>	20 cm
<b>Samenstelling</b>	Hydrofiele coating
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1549203
<b>Diameter sonde</b>	Ch 14
<b>Geslacht</b>	Vrouwen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos