

1601701 - Keiser Leg Extension Air 250 met ROM



Beschrijving

De Air250 Leg Extension is ontworpen om de instap in de machine gemakkelijk te maken. Gebruikers van alle lengtes tussen 1,47m en 2,03m kunnen van het apparaat gebruikmaken. Het beenkussen en de rugleuning zijn volledig verstelbaar, zonder dat u daarvoor van de machine af hoeft te komen.

De rugleuning is vooruit en achteruit verstelbaar zonder van hoek te veranderen, waardoor uw lagere rug beschermd blijft tijdens de oefening. De handgrepen omvatten de thumb buttons, waarmee u de weerstand regelt tijdens het trainen. Optioneel is er een range limiter beschikbaar, waarmee de startpositie van 20° tot 120° versteld kan worden.

- Nauwelijks schokken voor spieren en gewrichten
- Keiser dynamic variable resistance
- Bilaterale beweging voor symmetrische training
- Grote display met weerstand en herhalingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 106.7 cm
SKU leverancier	001122BP
Weerstand	0-104 kg
sku	1601701
Kleur	Rood
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk