

1539425 - Maielast® haft glatt - cohesieve windel - 6 cm x 4 m - 1 st



Beschrijving

MaiMed® haft glatt cohesieve elastische windel, hecht zich door middel van de micro-dot latex coating. Dit maakt de windel gebruiksvriendelijk omdat er geen verbandklemmen nodig zijn door de eigen hechting. Een niet-steriele windel die gesteriliseerd kan worden. Geschikt voor snelle zorg op poliklinische afdelingen of operaties, vóór diagnose of behandeling. Geschikt voor alle soorten fixatieverbanden.

Specificaties

Merk	Maimed
Samenstelling	95 % polyester, 5 % polyamide
Steriel	Nee
Zelfklevend	Ja
sku	1539425
Kleur	Wit
Maat	6 cm x 4 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk